


FICHE PRODUIT



Capteur SpO2 néonatal jetable pour oxymètre OXY 50

Référence : SOC-9573

Description du produit

Capteur néonatal jetable pour oxymètre OXY-50

Capteur SpO2 **néonatal à usage unique** destiné à l'**oxymètre de pouls GIMA OXY-50**.
Recommandé pour les **nourrissons dont le poids est inférieur à 3 kg**.

Câble d'extension nécessaire

Pour l'utiliser avec l'oxymètre de pouls OXY-50, vous devez acquérir un **câble d'extension, réf. 877061** (voir onglet Accessoires).

Conditionnement

Vendu à l'unité dans un **sachet individuel scellé**, garantissant l'hygiène jusqu'à l'emploi.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/capteurs-spo2-et-accessoires-pour-oxymetre-de-pouls/18940-capteur-spo2-neonatal-jetable-pour-oxymetre-gima-oxy-50.html>



Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com