

FICHE PRODUIT

Protection silicone pour oxymètre Master Palm 2 et 3 Spengler (lot de 2)

Référence : SOC-11594

Description du produit

Protection silicone pour oxymètre Master Palm 2 et 3 Spengler

Ce **lot de 2 protections silicone** permet de protéger votre **oxymètre de pouls Master Palm 2 et 3 de Spengler** d'éventuelles chutes.

Rassurant à domicile

C'est plus rassurant pour le professionnel de santé, en particulier **lors des visites à domicile** où l'appareil est davantage manipulé.

Contenu

Contenu du lot : **1 coque de protection jaune et 1 coque de protection blanche.**

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/capteurs-spo2-et-accessoires-pour-oxymetre-de-pouls/18941-protection-silicone-pour-oxymetre-spengler-master-palm-2-et-3.html>



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com