

FICHE PRODUIT



Coque de protection pour oxymètre de pouls EDAN H100B

Référence : SOC-7341

Description du produit

Coque de protection pour oxymètre EDAN H100B

Protégez votre **oxymètre de pouls EDAN H100B des coups et des chutes** à l'aide de cette coque protectrice.

En silicone souple

La coque de protection pour oxymètre EDAN H100B est **en silicone**, un matériau souple qui amortit efficacement les chocs lors des manipulations et déplacements.

Coloris

Coloris selon arrivage : **gris ou bleu**. Photographie non contractuelle.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/capteurs-spo2-et-accessoires-pour-oxymetre-de-pouls/18942-coque-de-protection-silicone-pour-oxymetre-edan-h100b.html>



Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com