


FICHE PRODUIT



Câble d'extension SpO2 pour oxymètre OXY 50

Référence : SOC-9574

Description du produit

Câble d'extension SpO2 pour oxymètre OXY-50

Câble d'extension pour le **capteur SpO2 néonatal** destiné à l'**oxymètre de pouls GIMA OXY-50**.

Indispensable pour le capteur néonatal

Ce câble est nécessaire pour relier le capteur SpO2 néonatal à l'oxymètre OXY-50 et réaliser une mesure fiable de la saturation chez le nourrisson.

Conditionnement

Câble d'extension **vendu à l'unité**.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/capteurs-spo2-et-accessoires-pour-oxymetre-de-pouls/18943-cable-extension-spo2-pour-oxymetre-gima-oxy-50.html>



Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com