


FICHE PRODUIT

Capteur déporté pour oxymètre de pouls PC60-E

Référence : SOC-11678

Description du produit

Capteur SpO2 déporté pour oxymètre de pouls PC60-E

Ce **capteur interchangeable pédiatrique et néonatal** est destiné à se fixer sur l'**oxymètre de pouls PC60-E**, dans le cadre d'une surveillance continue ou ponctuelle de la SpO2 et de la fréquence cardiaque.

Pédiatrique et néonatal

Le **capteur pédiatrique s'adapte aux enfants de 2 à 8 ans**, tandis que le **capteur néonatal s'adapte aux pieds des nourrissons de 0 à 2 ans**.

Modèles disponibles

Modèles disponibles : **capteur SpO2 pédiatrique clip**, **capteur SpO2 pédiatrique silicone** et **capteur SpO2 néonatal au pied**.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/capteurs-spo2-et-accessoires-pour-oxymetre-de-pouls/18945-capteur-spo2-deporte-pour-oxymetre-de-pouls-pc60-e.html>


Déclinaisons

Désignation	Référence :	EAN13 :
Dimensions - Néonatal	SOC-100822	
Dimensions - Pédiatrique clip	SOC-100741	
Dimensions - Pédiatrique silicone	SOC-100742	

Photos du produit

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com