

FICHE PRODUIT



Capteur SpO2 réutilisable pour oxymètre Oxy 50

Référence : SOC-9570

Description du produit

Capteur réutilisable pour oxymètre OXY-50

Capteur SpO2 **réutilisable** destiné à l'oxymètre de pouls GIMA OXY-50.

Plusieurs tailles

Existe en différentes tailles : **néonatal** (nourrissons de 3 à 10 kg), **pédiatrique** (enfants de 10 à 40 kg) et **adulte** (patients de plus de 40 kg).

Câble pour le néonatal

Pour utiliser un **capteur néonatal** avec l'oxymètre OXY-50, vous devez acquérir un **câble d'extension**, réf. **877061** (voir Accessoires).

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/capteurs-spo2-et-accessoires-pour-oxymetre-de-pouls/18946-capteur-spo2-reutilisable-pour-oxymetre-gima-oxy-50.html>

Déclinaisons

Désignation	Référence :	EAN13 :
Dimensions - Néonatal	SOC-877043	
Dimensions - Pédiatrique	SOC-877042	
Dimensions - Adulte	SOC-877041	

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com