

FICHE PRODUIT



Capteur SpO2 pour oxymètre de pouls Oxy One Pro

Référence : SOC-11915

Description du produit

Capteurs SpO2 pour oxymètre de pouls Oxy One Pro

Capteurs SpO2 destinés à l'oxymètre de pouls Oxy One Pro.

Pour tous les âges

Ils permettent d'utiliser le saturomètre aussi bien sur un **patient nourrisson, enfant ou adulte**, pour une polyvalence maximale au cabinet.

Modèles disponibles

Modèles disponibles : **capteur SpO2 adulte, capteur SpO2 pédiatrique et capteur SpO2 nourrisson.**

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/capteurs-spo2-et-accessoires-pour-oxymetre-de-pouls/18948-capteurs-spo2-pour-oxymetre-de-pouls-oxy-one-pro.html>




Déclinaisons

Désignation	Référence :	EAN13 :
Dimensions - Adulte	SOC-110363	
Dimensions - Pédiatrique	SOC-110362	
Dimensions - Nouveau-né	SOC-110361	

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com