

FICHE PRODUIT



Capteur pédiatrique pour oxymètre de pouls OxyPad Sensors Colson

Référence : SOC-7267

Description du produit

Capteur / sonde pédiatrique pour oxymètre OxyPad Sensors - Colson

Ce **capteur interchangeable pédiatrique** est destiné à se fixer sur l'**oxymètre de pouls Colson OxyPad Sensors**.

Remplace le capteur adulte

Il peut facilement **remplacer le capteur adulte livré par défaut** avec l'OxyPad Sensors.

Surveillance pédiatrique

Il permet de réaliser une **surveillance du rythme cardiaque et de la saturation en oxygène (SpO2) chez les enfants**, pour un suivi adapté aux plus jeunes patients.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/capteurs-spo2-et-accessoires-pour-oxymetre-de-pouls/18949-capteur-pediatrique-pour-oxymetre-oxypad-sensors-colson.html>



Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com