

FICHE PRODUIT

Visuel non disponible

Sachets fermeture à glissière, naturels

Référence : SOC-SP2-01

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 0

Description du produit

Sachets fermeture à glissière, Naturel;

- * Naturels ou de couleur;
- * Sachets Minigrip munis d'un système à glissière permettant une fermeture par pression rapide et hermétique;
- * Épaisseur: 50 µ;
- * Dimension de la poche pour les échantillons (H x l): 200 x 300 mm;
- * Dimension de la poche pour les documents (H): 250 mm;
- * Condition minimum de vente: Carton de 1 000 pièces.

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/sachets-fermeture-a-glissiere/1895-sachets-fermeture-a-glissiere-naturel.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	0

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com