

FICHE PRODUIT



Capteur SpO2 réutilisable pour oxymètre Master Palm 2

Référence : SOC-11591

Description du produit

Capteur SpO2 pour oxymètre Spengler Master Palm 2

Capteur SpO2 **réutilisable compatible avec les oxymètres de pouls professionnels Master Palm 2 de Spengler.**

Modèles disponibles

Modèles disponibles : **adulte rigide, pédiatrique rigide, néonatal Y, clip oreille, adulte souple silicone, pédiatrique souple silicone et Wrap**, pour s'adapter à chaque patient.

À noter

Photographie non contractuelle : la présence et les motifs des autocollants peuvent différer d'un produit à l'autre.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie


Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/capteurs-spo2-et-accessoires-pour-oxymetre-de-pouls/18950-capteur-spo2-reutilisable-pour-oxymetre-spengler-master-palm-2.html>


Déclinaisons

Désignation	Référence :	EAN13 :
Dimensions - Adulte	SOC-443131	
Dimensions - Pédiatrique	SOC-443132	
Dimensions - Néonatal	SOC-443133	
Dimensions - Clip oreille	SOC-443134	
Dimensions - Adulte silicone	SOC-443136	
Dimensions - Pédiatrique silicone	SOC-443137	
Dimensions - Wrap	SOC-443135	

Photos du produit

SOCIMED SARL

 9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
 95520 OSNY FRANCE
 Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com