

FICHE PRODUIT



Capteur pédiatrique pour oxymètres EDAN H100B et moniteur EDAN M3A et iM3S

Référence : SOC-10687

Description du produit

Capteur pédiatrique pour EDAN H100B et EDAN M3A

Ce **capteur (ou sonde) pédiatrique** est destiné à se fixer à l'**oxymètre de pouls EDAN H100B** et au **moniteur de signes vitaux EDAN M3A et iM3S**.

Mesure chez l'enfant

Ce capteur pour doigt est **utilisable sur des enfants**. Il sert à mesurer leur **SpO2 (saturation en oxygène)** et leur **rythme cardiaque**.

Adaptateur pour moniteur

Il est possible de l'utiliser avec le **moniteur de signes vitaux EDAN M3A et iM3S**, mais vous devez acquérir un adaptateur (voir Accessoires).

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/capteurs-spo2-et-accessoires-pour-oxymetre-de-pouls/18952-capteur-pediatrique-spo2-pour-edan-h100b-m3a-im3s.html>



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com