

FICHE PRODUIT



Capteur néonatal pour oxymètres EDAN H100B et moniteurs EDAN M3A et iM3S

Référence : SOC-7010

Description du produit

Capteur néonatal pour oxymètre de pouls et moniteurs de signes vitaux EDAN

Ce **capteur (ou sonde) néonatal** est destiné à se fixer à l'**oxymètre de pouls EDAN H100B et au moniteur de signes vitaux EDAN M3A et iM3S**.

Pour enfants et nourrissons

Ce capteur pour doigt (main ou pied) est **utilisable sur des enfants et des nourrissons** (uniquement à placer autour du poignet ou de la cheville pour les nourrissons).

Mesures réalisées

Il sert à mesurer leur **SpO2 (saturation en oxygène) et leur rythme cardiaque**. Utilisable avec le moniteur M3A et iM3S (adaptateur requis).

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/capteurs-spo2-et-accessoires-pour-oxymetre-de-pouls/18953-capteur-neonatal-spo2-pour-edan-h100b-m3a-im3s.html>



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com