

FICHE PRODUIT



Capteur adulte pour oxymètres EDAN H100B

Référence : SOC-7704

Description du produit

Capteur adulte pour oxymètre de pouls EDAN H100B

Ce **capteur** est utilisé avec l'**oxymètre de pouls EDAN H100B** pour réaliser des mesures de la **saturation pulsée en oxygène (SpO2)** et du **rythme cardiaque des patients adultes**.

Capteur de type pince

Ce capteur, de **type pince**, se place simplement sur le **doigt** (index, majeur ou annulaire) du patient adulte.

Adaptateur pour moniteur

Pour l'utiliser avec le moniteur de signes vitaux EDAN M3A, vous devez acquérir un **adaptateur**, **réf. 684027** (voir Accessoires).

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/capteurs-spo2-et-accessoires-pour-oxymetre-de-pouls/18955-capteur-adulte-spo2-pour-oxymetre-edan-h100b.html>**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com