

FICHE PRODUIT



Capteur adulte pour moniteurs de signes vitaux EDAN M3A

Référence : SOC-12145

Description du produit

Capteur adulte pour moniteur de signes vitaux EDAN M3A

Ce **capteur** est utilisé avec le **moniteur de signes vitaux EDAN M3A** pour réaliser des mesures de la **saturation pulsée en oxygène (SpO2)** et du **rythme cardiaque des patients adultes**.

Capteur de type pince

Ce capteur, de **type pince**, se place simplement sur le **doigt** (index, majeur ou annulaire) du patient adulte.

Compatibilité

Spécifiquement conçu pour le **moniteur de signes vitaux EDAN M3A**, pour une mesure fiable et continue.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/capteurs-spo2-et-accessoires-pour-oxymetre-de-pouls/18956-capteur-adulte-spo2-pour-moniteur-edan-m3a.html>



Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com