

FICHE PRODUIT

Capteur SpO2 oreille Adulte / Pédiatrique EDAN M3A, H100B, iM3, iM8 et iM20

Référence : SOC-9475

Description du produit

Capteur oreille SpO2 adulte / pédiatrique EDAN M3A, H100B, iM3, iM8, iM20

Ce **capteur** est destiné à l'**oxymètre de pouls EDAN H100B** et aux **moniteurs de signes vitaux M3A, iM3, iM8 et iM20**.

Mesure à l'oreille

Le capteur **se positionne sur l'oreille lorsque la prise au doigt est difficile**. Il sert à mesurer la SpO2 et le rythme cardiaque chez les **adultes et les enfants**.

Câble d'extension requis

Pour utiliser ce capteur adulte / pédiatrique, vous devez acquérir un câble d'extension : **réf. 684027 pour les moniteurs EDAN M3 et M3A** (autres références selon moniteur).

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/capteurs-spo2-et-accessoires-pour-oxymetre-de-pouls/18957-capteur-spo2-oreille-adulte-pediatrique-edan-m3a-h100b-im20.html>



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com