

FICHE PRODUIT



Capteur SpO2 pour oxymètre Mir

Référence : SOC-12408

Description du produit

Capteur SpO2 Mir

Le **capteur SpO2** est spécialement conçu pour les **oxymètres Mir**. Il assure une **mesure précise et fiable de la saturation en oxygène dans le sang**.

Clinique ou domicile

Idéal pour une utilisation clinique ou à domicile, ce capteur garantit un **suivi efficace de la SpO2 chez les patients adultes**.

Connectivité et performances

Compatible avec les dispositifs Mir, il offre une **connectivité optimale et des résultats rapides** pour une surveillance continue de la santé respiratoire. Modèle disponible : adulte.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/capteurs-spo2-et-accessoires-pour-oxymetre-de-pouls/18959-capteur-spo2-pour-oxymetre-mir-adulte.html>



Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com