

FICHE PRODUIT



Capteur SpO2 pour station de diagnostic Riester ri-vital

Référence : SOC-8143

Description du produit

Capteurs SpO2 pour station de diagnostic Riester ri-vital

Capteur SpO2 destiné à se fixer au **module d'oxymétrie du moniteur de signes vitaux Riester ri-vital**.

Mesure intégrée

Il assure la **mesure de la saturation en oxygène (SpO2)** directement intégrée à la station de diagnostic ri-vital.

Taille disponible

Taille disponible : **adulte**.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/capteurs-spo2-et-accessoires-pour-oxymetre-de-pouls/18960-capteur-spo2-pour-station-de-diagnostic-riester-ri-vital-adulte.html>



Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com