

**FICHE PRODUIT**

## Embout réutilisable bleu pour Microlife PF100

Référence : SOC-12254

### Description du produit

#### Embouts réutilisables pour le débitmètre Microlife PF100

Ces protections **évitent toutes contaminations croisées** lors de la réalisation de tests respiratoires avec le débitmètre Microlife PF100.

#### Économiques et écologiques

Économiques et écologiques, les **embouts sont réutilisables** : il suffit de les nettoyer après utilisation.

#### Entretien

Ils sont **lavables à l'eau bouillante ou avec des solutions de désinfection**, pour une réutilisation en toute hygiène. Coloris bleu.

**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)  
95520 OSNY FRANCE  
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57  
fr.quotations@socimed.com

## Conformité et garantie

**CE**

Marquage CE

**Garantie**

Garantie 2 ans

**Informations réglementaires :** Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

## Page produit

<https://www.socimed.com/mesure-de-la-pression-pulmonaire/18961-embouts-reutilisables-bleus-pour-debitmetre-microlife-pf100.html>



## Photos du produit



### **SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)  
95520 OSNY FRANCE  
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57  
[fr.quotations@socimed.com](mailto:fr.quotations@socimed.com)