

FICHE PRODUIT



Filtres à air pour spiromètres Pulmo

Référence : SOC-9233

Description du produit

Filtres à air pour spiromètres CA-MI Pulmo

Filtres à air de rechange destinés aux **spiromètres incitatifs CA-MI PulmoVol, PulmoGain et PulmoLift**.

Performances maintenues

Ces filtres maintiennent les performances et l'hygiène de l'appareil lors des séances de rééducation respiratoire (spirométrie incitative).

Conditionnement

Conditionnement : **lot de 10 filtres à air**.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/mesure-de-la-pression-pulmonaire/18962-filtres-a-air-pour-spirometres-ca-mi-pulmo.html>**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com