

FICHE PRODUIT



Embouts cartonnés pour spiromètre

Référence : SOC-10269

Description du produit

Embouts cartonnés pour spiromètre (par 100)

Boîte de 100 **embouts cartonnés sans filtre à usage unique pour spiromètres**.

Hygiène des tests

Ces embouts sont indispensables pour la réalisation de tests respiratoires afin d'**éviter toutes contaminations croisées** entre patients.

Deux diamètres

Disponibles en 2 diamètres différents : **22 mm (enfants) et 30 mm (adultes)**. Conditionnement : boîte de 100.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/mesure-de-la-pression-pulmonaire/18963-embouts-cartonnes-pour-spirometre-comed-boite-de-100.html>

Déclinaisons

Désignation	Référence :	EAN13 :
Dimensions - Diam. 22 mm (boîte de 100)	SOC-882222	
Dimensions - Diam. 30 mm (boîte de 100)	SOC-882223	

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com