

FICHE PRODUIT

Pinces-nez réutilisables

Référence : SOC-7190

Description du produit

Pinces-nez réutilisables pour spirométrie

Lors de tests respiratoires pour détecter ou suivre l'évolution de maladies comme l'**asthme** ou la **broncho-pneumopathie chronique obstructive (BPCO)**, positionner un pince-nez permet de garantir que la **mobilisation ventilatoire du patient s'effectue uniquement au niveau de la bouche**.

Réutilisables

Ces pince-nez sont **nettoyables et peuvent être réutilisés longtemps** avant d'être changés, pour une solution économique et durable.

Conditionnement

Conditionnés par **sachet de 10**. Photographie non contractuelle.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/mesure-de-la-pression-pulmonaire/18965-pinces-nez-reutilisables-pour-spirometrie-gima.html>



Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com