

FICHE PRODUIT



Embouts Safe T Way adulte 30 mm

Référence : SOC-3700

Description du produit

Embouts de sécurité SAFE-T-WAY adulte de Vitalograph

Safe-T-Way est un **embout à usage unique, efficace et économique pour éviter les infections croisées**. Il est indispensable en cas d'utilisation des mêmes appareils (spiromètres, débitmètres de pointe) par plusieurs patients lors de tests respiratoires.

Clapet anti-retour

Muni d'un **clapet anti-retour**, il permet l'entrée de l'air expiré dans l'appareil de mesure, mais empêche son retour dans les poumons du patient.

À noter

Il est destiné à des **tests expiratoires uniquement** et n'a pas d'incidence sur les valeurs mesurées. Modèle adulte, diamètre 30 mm.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/mesure-de-la-pression-pulmonaire/18968-embouts-de-securite-safe-t-way-adulte-30-mm-vitalograph.html>**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com