

**FICHE PRODUIT**

## Embouts cartons pour spiromètres et débitmètres (carton de 500)

Référence : SOC-12866

### Description du produit

#### Embouts cartonnés jetables pour spiromètre

Les **embouts cartonnés pour spiromètre** sont des accessoires essentiels pour garantir des **tests de spirométrie précis et hygiéniques**. Fabriqués en papier jetable, ils sont conçus pour assurer une utilisation sécurisée et sans contamination croisée.

#### Emballés individuellement

Chaque embout est **emballé individuellement dans une enveloppe transparente**, offrant ainsi une protection optimale avant utilisation.

#### Universels

Ces **embouts buccaux universels** sont compatibles avec une large gamme de spiromètres et débitmètres. Conditionnement : carton de 500.

**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)  
95520 OSNY FRANCE  
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57  
fr.quotations@socimed.com

## Conformité et garantie



Marquage CE

**Garantie**

Garantie 2 ans

**Informations réglementaires :** Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

## Page produit

<https://www.socimed.com/mesure-de-la-pression-pulmonaire/18969-embouts-cartons-pour-spirometres-et-debitmetres-distrimed-carton-de-500.html>



## Photos du produit



### **SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)  
95520 OSNY FRANCE  
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57  
[fr.quotations@socimed.com](mailto:fr.quotations@socimed.com)