

FICHE PRODUIT



Filtre antibactérien jetable pour spiromètre Mir (boîte de 50)

Référence : SOC-12195

Description du produit

Filtre antibactérien jetable pour spiromètre Mir

Le **filtre antibactérien et antiviral** est un consommable à usage unique conçu pour les **spiromètres Mir**.

Utilisation à la discrétion du soignant

Bien qu'il soit **optionnel et non indispensable au fonctionnement de l'appareil durant l'examen**, son utilisation est laissée à la discrétion du professionnel de santé.

Recommandé en cas d'infection

Il est **particulièrement recommandé lorsque le patient présente des signes d'infection virale**. Conditionnement : boîte de 50 filtres antibactériens jetables.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans


Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/mesure-de-la-pression-pulmonaire/18970-filtre-antibacterien-jetable-pour-spirometre-mir-boite-de-50.html>



Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com