

FICHE PRODUIT

Embouts BVF adulte 30 mm (par 50)

Référence : SOC-7698

Description du produit

Embouts de sécurité BVF adulte Vitalograph

Indispensables pour des **tests expiratoires et inspiratoires**, l'embout filtre BVF (Bacterial Viral Filter) de Vitalograph associe un **filtre ultra sélectif (de l'ordre du micron) à une très faible résistance au flux**.

Une alternative moderne

Compatible avec les spiromètres Vitalograph et ceux de la plupart des grandes marques, il constitue une **alternative moderne et hygiénique aux classiques embouts en carton**.

Étanche et fiable

Son **boîtier en plastique est parfaitement étanche** (ses composants sont soudés par ultrasons), garantissant une filtration efficace. Modèle adulte, diamètre 30 mm, par 50.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/mesure-de-la-pression-pulmonaire/18971-embouts-de-securite-bvf-adulte-30-mm-vitalograph-par-50.html>



Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com