

FICHE PRODUIT

Bac à instruments Hartmann Bode avec tamis et couvercle

Référence : SOC-H125583

Description du produit

Un trempage propre, sans éclaboussures ni évaporation

Le nettoyage manuel des instruments pose toujours les mêmes contraintes : une solution qui s'évapore trop vite, des instruments difficiles à récupérer au fond du bac, et une manipulation risquée avec des gants humides. Le bac à instruments Hartmann Bode répond à chacun de ces points avec un système simple et robuste.

Conçu pour la pré-désinfection et le trempage, il accompagne toutes les solutions de nettoyage et de désinfection Bode de Hartmann. Le tamis amovible permet de retirer les instruments en une seule fois et d'égoutter la solution, tandis que le couvercle limite l'évaporation entre deux utilisations. L'échelle graduée facilite le dosage, et les poignées assurent une prise sûre, même avec des gants mouillés.

3 avantages concrets

- **Récupération facilitée** : le tamis intégré se soulève d'un geste, sans plonger la main dans la solution ni chercher les petits instruments au fond.
- **Solution préservée** : le couvercle adapté réduit l'évaporation (version transparente sur les 5 et 10 litres pour un contrôle visuel, couvercle à fente sur le 3 litres pour compléter le trempage).
- **Manipulation sûre** : poignées ergonomiques et corps en PVC résistant, pensés pour un usage

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

quotidien en cabinet, clinique ou laboratoire.

Trois volumes pour ajuster la quantité de solution à vos besoins : 3 l, 5 l ou 10 l. Chaque bac est livré avec son tamis et son couvercle.

Commandez dès maintenant le format adapté à votre activité, ou contactez notre équipe pour un conseil ou un devis volume.

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/desinfection-des-dispositifs-medicaux/18974-bac-a-instruments-hartmann-bode-avec-tamis-et-couvercle.html>




Déclinaisons

Désignation	Référence :	EAN13 :
volume - 5 litres	SOC-H125583_5	
volume - 3 litres	SOC-H125583_3	
volume - 10 litres	SOC-H125583_10	

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com