


FICHE PRODUIT



Boîte en polypropylène pour conservation ou transport des lames

Référence : SOC-BP1LP

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 0

Description du produit

Boîte en polypropylène pour la conservation ou le transport de 1 lame:

- Boîte postale pour 1 lame en polypropylène opaque.
- Couvercle comprenant 2 parties qui s'ouvrent indépendamment pour identifier et effectuer le frottis sur la lame sans la toucher.
- Permet un transport en toute sécurité de vos prélèvements.
- Polypropylène opaque de couleur bleue.

L'étalement reste à l'abri: propreté, sécurité.

Dimension (L x l x H): 60 x 37 x 6mm.

Nombre de lames: 1.

Condition minimum de vente: Carton de 150 pièces.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/boites-d-expedition-pour-echantillons-biologiques/1898-boarte-postale-1-lame-en-polypropylene-opaque.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	0

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com