


FICHE PRODUIT



Boîtes postales en carton rigide, 2 lames portes-objets , boîte de 50 pièces

Référence : SOC-BP2L

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 0

Description du produit

Boîtes postales en carton rigide pouvant contenir 2 lames portes objets

- Les cavités sont découpées dans la partie inférieure du carton sur une profondeur de 1,5 mm.
- Une encoche permet de saisir facilement la lame dans sa largeur.
- Le couvercle se rabat entièrement sur la partie inférieure de la boîte qui peut être scotchée et glissée dans une enveloppe

Dimension(LxIxH): 95 x 80 x 6mm.

Condition minimum de vente: Carton de 50 pièces.

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit



<https://www.socimed.com/boites-d-expedition-pour-echantillons-biologiques/1899-boites-postales-2-lames.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	0

Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com