

FICHE PRODUIT

Armoire de rangement, Modèle YC847A

Référence : SOC-TIA-YC847A

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 1

Description du produit

L'**Armoire de rangement, Modèle YC847A** est fait de 2 tiroirs dans la partie supérieure pouvant conserver les objets médicaux de grande taille. Il dispose de 4 plateaux médicaux de petite taille ou 2 plateaux médicaux de grande taille dans sa partie inférieure. Il est également équipé d'un dispositif d'appontage permettant le coulissage des plateaux tant vers l'intérieur que vers l'extérieur en toute sécurité.

Dimensions globales: 650 mm x 470 mm x 890 mm.

Dimensions à l'expédition: 750 mm x 570 mm x 1 040 mm.

Conformité et garantie

**Garantie**

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/armoires-de-rangement/19-armoire-de-rangement-modele-yc847a.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	1

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com