


FICHE PRODUIT



Boîtes postales en carton rigide, 3 lames portes-objets, boîte de 50 pièces

Référence : SOC-BP3L

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 0
- Résolution de l'écran : Full HD

Description du produit

Boîtes postales en carton rigide pour 3 lames lames portes objets;

- Les cavités sont découpées dans la partie inférieure du carton sur une profondeur de 1,5 mm.
- Une encoche permet de saisir facilement la lame dans sa largeur.
- Le couvercle se rabat entièrement sur la partie inférieure de la boîte qui peut être scotchée et glissée dans une enveloppe.

Dimension(L x l xH): 115 x 95 x 6mm.

Condition minimum de vente: Carton de 50 pièces.

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit



<https://www.socimed.com/boites-d-expedition-pour-echantillons-biologiques/1900-boites-postales-en-carton-rigide-3-lames.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	0
Résolution de l'écran	Full HD

Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com