

FICHE PRODUIT

Réanimateur néonatal en T portable AD3000- TPA avec valve PEEP et masque

Référence : SOC-AD3000TPA

Description du produit

Réanimateur néonatal en T portable AD3000-TPA : la réanimation du nouveau-né directement au chevet

Le **réanimateur néonatal en T AD3000-TPA** (insufflateur néonatal avec circuit en T) est un dispositif **portatif et compact** qui fournit un soutien respiratoire dans toutes les zones périnatales de l'hôpital : salle de naissance, bloc obstétrical, néonatalogie ou transport intra-hospitalier. Il réunit tout ce dont le nouveau-né pourrait avoir besoin en cas de réanimation, directement au chevet du patient.

Une ventilation à pression positive contrôlée et reproductible

Environ 10 % des nouveau-nés ne parviennent pas à démarrer spontanément leur respiration à la naissance, avec un risque de lésions organiques irréversibles. Grâce à la **ventilation à pression positive** délivrée par le circuit en T, le personnel médical peut stimuler la respiration autonome et la normalisation de la fréquence cardiaque. Contrairement à un ballon auto-remplisseur classique (BAVU), l'AD3000-TPA délivre une **pression inspiratoire de crête (PIP)** et une **pression expiratoire positive (PEEP)** contrôlées et cohérentes à chaque cycle, contribuant à protéger les poumons immatures du nouveau-né et du prématuré.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Caractéristiques principales

- **Circuit en T facile à utiliser** : chaque insufflation se déroule de façon identique, quel que soit l'opérateur
- **Valve PEEP incluse** : maintien de la pression expiratoire positive pour le recrutement alvéolaire
- **Masque néonatal inclus** : prise en charge immédiate dès la naissance
- **Faible consommation de gaz** : fonctionne avec un débit de 5 L/min seulement, ce qui améliore l'autonomie en transport
- **Portatif et compact** : utilisable au chevet dans toutes les zones périnatales
- **Construction durable** : boîtier robuste et accessoires métalliques résistants pour une longue durée de vie

Domaines d'utilisation

L'AD3000-TPA est destiné aux **maternités, salles de naissance, services de néonatalogie, unités de soins intensifs néonataux (USIN)** et aux **équipes de transport néonatal**. Sa faible consommation de gaz et son format compact en font une solution particulièrement adaptée aux structures de santé disposant de ressources en oxygène limitées, notamment en contexte humanitaire ou en zone isolée.

AD3000-TPA ou AD3000-TPB : quel modèle choisir ?

Le **AD3000-TPA** est la version **portable** de la gamme, pensée pour la mobilité et la réanimation au chevet avec une consommation de gaz réduite. Le **AD3000-TPB**, quant à lui, intègre un **mélangeur air/oxygène avec surveillance de la FiO2** et se fixe sur potence, rail ou table de réanimation radiante. Notre équipe peut vous conseiller sur le modèle le plus adapté à votre service.

SOCIMED, votre fournisseur de matériel de réanimation néonatale

SOCIMED distribue les réanimateurs néonataux en T Pigeon Medical auprès des hôpitaux, maternités, cliniques et ONG. Contactez-nous pour un devis personnalisé ou toute question technique sur nos **dispositifs de réanimation du nouveau-né**.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/respirateurs-de-reanimation/19003-reanimateur-neonatal-en-t-avec-masque.html>



Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com