

FICHE PRODUIT

Sac de transport seca 415 pour balances seca 803, 877 et 878

Référence : SOC-SECA-415

Description du produit

Sac de transport seca 415 : la protection dédiée aux balances plates seca

Le **sac de transport seca 415** est l'accessoire d'origine développé par le fabricant allemand seca pour le déplacement de ses pèse-personnes plats électroniques. Il répond à un besoin concret des professionnels de santé : emporter une balance médicale fiable hors du cabinet sans l'exposer aux chocs, aux rayures ou à l'humidité.

Cette **housse de transport pour balance seca** trouve sa place dans de nombreux contextes : cabinet médical ou infirmier partagé entre plusieurs salles, tournées de soins à domicile, consultations en EHPAD, dispensaires et centres de santé ruraux, campagnes de dépistage nutritionnel ou missions humanitaires en Afrique francophone. Partout où la balance doit suivre le soignant, le seca 415 garantit un conditionnement propre, compact et ergonomique.

Caractéristiques techniques

- **Référence fabricant** : seca 415 (article 415 0000 009)
- **Matière** : nylon robuste, hydrofuge et résistant à la poussière
- **Dimensions extérieures (L x H x P)** : 330 x 380 x 70 mm
- **Poids à vide** : 800 g

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- **Portage** : bandoulière réglable pour un transport à l'épaule
- **Couleur** : À VÉRIFIER
- **Fermeture** : À VÉRIFIER
- **Conditionnement** : 1 pièce

Compatibilité : quelles balances seca entrent dans le sac 415 ?

Le sac est dimensionné pour la gamme des pèse-personnes plats seca à plateau compact. Les modèles suivants sont confirmés par le fabricant :

- **seca 803 (seca clara 803)** : pèse-personne plat électronique d'entrée de gamme, plateau en verre, portée 150 kg. Très répandu en cabinet libéral et en pharmacie.
- **seca 877** : balance plate professionnelle homologuée classe III, portée 200 kg, fonction mère-enfant, alimentation par piles. Référence des tournées à domicile et des structures de PMI.
- **seca 878 (dont version 878 dr)** : évolution de la 877, classe III, portée 200 kg, mise en marche par pression du pied ou vibration, affichage large. Adaptée aux services hospitaliers et aux centres de santé.

Le sac convient également aux modèles **seca 874, 876** et, selon les marchés, aux références 869 et 875 de même format. Il n'est pas destiné aux balances à colonne ni aux modèles à plateau large (série 635, 645).

Pourquoi choisir le sac seca 415 ?

- **Accessoire d'origine** : dimensions exactement ajustées au plateau, sans jeu excessif ni compression de l'afficheur.
- **Protection de l'investissement** : une balance homologuée classe III est un instrument de mesure réglementé ; la préserver des chocs évite les dérives métrologiques et les frais de revérification.
- **Hygiène** : le nylon se nettoie d'un simple coup de lingette désinfectante entre deux patients ou deux sites.
- **Légereté** : 800 g seulement, pour ne pas alourdir le sac de soins infirmier ou le kit de mission.
- **Disponibilité B2B** : SOCIMED fournit cet accessoire à l'unité ou en lot pour équiper l'ensemble d'une flotte de balances (ONG, réseaux de soins, groupements hospitaliers).

Questions fréquentes

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Le sac seca 415 est-il livré avec la balance ?

Non. Les balances seca 803, 877 et 878 sont vendues sans housse. Le sac 415 est un accessoire optionnel à commander séparément.

Peut-on y ranger le câble ou les piles de rechange ?

Le volume intérieur est calculé pour la balance seule. La présence de poches annexes est À VÉRIFIER sur l'échantillon.

Le sac résiste-t-il à la pluie ?

Le nylon est hydrofuge et protège d'une averse légère ou de projections. Il ne s'agit pas d'un étui étanche : évitez toute immersion ou exposition prolongée.

Comment nettoyer le sac entre deux utilisations ?

Essuyez la surface avec un chiffon humide ou une lingette désinfectante compatible avec les textiles synthétiques, puis laissez sécher à l'air libre. Ne pas passer en machine.

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/pese-bebes-et-pese-personnes-medicaux/19018-sac-transport-seca-415-balances-seca-803-877-878.html>



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com