

FICHE PRODUIT

Échographe Mindray Resona R9 - imagerie générale et radiologie

Référence : SOC-MIN-RESONAR9

Description du produit

Échographe Mindray Resona R9 : la précision diagnostique de la radiologie

L'**échographe Resona R9** est le système d'imagerie générale haut de gamme de Mindray, conçu pour les services de radiologie, d'imagerie de la femme et les plateaux d'échographie polyvalents exigeants. Il repose sur la plateforme **ZONE Sonography® Technology (ZST+)** : l'acquisition par zones et la formation d'image par canaux logiciels apportent une clarté d'image, une résolution et une cadence supérieures à l'échographie conventionnelle ligne à ligne, y compris chez les patients difficiles à explorer.

Cet **échographe haut de gamme pour la radiologie** s'adresse aux hôpitaux et cliniques, aux cabinets de radiologie et aux centres d'imagerie souhaitant couvrir en un seul système l'abdomen, le sein, la thyroïde, le musculo-squelettique, le vasculaire et l'interventionnel. Sa polyvalence en fait aussi une plateforme d'équipement structurante pour les hôpitaux de référence en Afrique francophone, dans le cadre de projets financés — SOCIMED accompagne ces dotations sur devis, configuration et logistique export comprises.

Caractéristiques techniques

- **Plateforme** : ZONE Sonography® Technology ZST+ (formation d'image logicielle)

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- **Moniteur** : LED couleur 23,8", résolution 1920 × 1080, réglages inclinaison/rotation indépendants sur bras articulé
- **Écran tactile** : 13,3" antireflet haute sensibilité, 1920 × 1080, commande gestuelle, utilisable avec gants
- **Ergonomie** : panneau de commande flottant à six directions, réglable électriquement en hauteur
- **Confort d'examen** : réduction jusqu'à 44 % de la pression acoustique en routine ; fonctionnement silencieux
- **Batterie de veille** : mode veille jusqu'à 24 h — redémarrage immédiat entre deux vacations et déplacements sans extinction complète
- **Modes d'imagerie** : B, harmonique, M/M anatomique, Doppler couleur, énergie et pulsé, imagerie de flux avancée (Glazing Flow / micro-vascularisation) ; **échographie de contraste (CEUS)** avec quantification ; **élastographie** par compression et par ondes de cisaillement (STE) ; outils dédiés sein, thyroïde, foie et vasculaire
- **Connecteurs de sondes actifs** : (nombre selon configuration)
- **Alimentation** : 100–240 V, 50/60 Hz
- **Réglementation** : dispositif médical classe IIa, CE 0123 (TÜV SÜD), fabricant Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd. Lire attentivement la notice d'utilisation.

Compatibilité : sondes et configuration

- **Sondes Mindray Resona** : gammes convexes, linéaires (dont haute fréquence superficielle), endocavitaires et spécialisées selon le parc d'applications retenu — **références et nombre de sondes définis au devis**
- **Connectivité** : intégration DICOM au PACS/RIS de l'établissement
- **Consommables** : gel d'échographie standard, papier thermique pour imprimante vidéo optionnelle, housses de sonde stériles pour l'interventionnel
- **Évolution** : une édition « Platinum » existe au catalogue

Pourquoi choisir le Resona R9 ?

- **Image de référence** : la plateforme ZST+ et les outils multiparamétriques (CEUS + élastographie sur la même machine) couvrent le diagnostic, la caractérisation des lésions et le suivi sans multiplier les équipements.
- **Productivité** : écran tactile gestuel, panneau motorisé et veille 24 h réduisent la fatigue de l'opérateur et le temps entre patients.
- **Polyvalence service** : un seul système pour l'abdomen, le sein, la thyroïde, le vasculaire, le MSK et l'interventionnel.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- **Accompagnement SOCIMED** : devis personnalisé, coordination de l'installation, de la formation et du SAV fabricant, solutions export pour les projets hospitaliers internationaux.

Questions fréquentes

Quelles spécialités couvre le Resona R9 ?

L'imagerie générale au sens large : abdomen, sein, thyroïde et petites parties, vasculaire, musculo-squelettique, urologie et gestes interventionnels échoguidés. Pour un usage principalement cardiologique, Mindray propose des plateformes dédiées.

L'échographie de contraste et l'élastographie sont-elles incluses ?

Ce sont des capacités de la plateforme, activées selon la configuration logicielle et les sondes retenues au devis. Précisez vos applications prioritaires lors de votre demande.

Le prix affiché comprend-il les sondes ?

Un échographe de ce niveau se configure : nombre et type de sondes, licences logicielles, imprimante, formation. SOCIMED établit un devis complet adapté à votre plateau technique — c'est la raison de la vente sur devis.

Quels sont les délais et modalités d'installation ?

Livraison, installation et formation sont coordonnées avec le réseau du fabricant ; pour les projets export, SOCIMED gère la logistique et les documents. Délais précisés au devis.

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit


<https://www.socimed.com/echographe-doppler-couleur-avec-chariot/19028-echographe-mindray-resona-r9-imagerie-generale-et-radiologie.html>



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com