

FICHE PRODUIT

Boîtes postales en polypropylène translucide, 3 lames portes-objets c/100

Référence : SOC-BPP3L

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 0
- Résolution de l'écran : Full HD

Description du produit

Boîtes postales en polypropylène translucide pour 3 lames portes objets.

- Pour les versions 1, 2 et 3 lames:
- Une surélévation de 1 mm, à l'intérieur des compartiments, empêche les lames de coller au fond.
- Des ergots de blocage empêchent les lames de bouger et de se casser.
- Fermeture par crantage des 2 parties fermant la boîte.
- Une encoche à chaque compartiment permet une meilleure préhension de la lame.
- Pour la version 5 lames, transport superposé avec séparation évitant tout contact entre lames;
- Dimension(L x l x H): 100 x 84 x 6mm
- Condition minimum de vente: Carton de 100 pièces.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/boites-d-expedition-pour-echantillons-biologiques/1904-boites-postales-en-polypropylene-translucide-3-lames.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	0
Résolution de l'écran	Full HD

Photos du produit

**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com