

FICHE PRODUIT

Boîte cylindrique pour la conservation ou le transport des lames

Référence : SOC-FVP5L

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 0

Description du produit

Caractéristiques:

- Boîte postale cylindrique avec bouchon à vis;
- En polypropylène. Peut contenir 5 lames ou 10 lames dos à dos;
- Peut être utilisée soit pour la conservation, pour le transport, soit pour l'envoi par voie postale des lames, même montées.
- Parois épaisses pour assurer une protection en cas de chocs ou chutes accidentelles.
- Conditionnement minimum de vente: 10.

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/boites-d-expedition-pour-echantillons-biologiques/1905-boarte-postale-cylindrique-avec-bouchon-a-vis.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	0

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com