

FICHE PRODUIT



Boîtes postales en polypropylène translucide, 5 lames portes-objet Boîte de 50 pièces

Référence : SOC-BPP5L

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 0

Description du produit

Boîtes postales En polypropylène translucide, 5 lames portes objet;

Pour les versions 1, 2 et 3 lames:

- Une surélévation de 1 mm, à l'intérieur des compartiments, empêche les lames de coller au fond.
- Des ergots de blocage empêchent les lames de bouger et de se casser.
- Fermeture par crantage des 2 parties fermant la boîte.
- Une encoche à chaque compartiment permet une meilleure préhension de la lame.
- Pour la version 5 lames, transport superposé avec séparation évitant tout contact entre lames.

Dimension(LxIxH): 33 x 30 x 20mm.

Condition minimum de vente: Carton de 50 pièces.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/boites-d-expedition-pour-echantillons-biologiques/1906-boartes-postales-en-polypropylene-translucide-5-lames.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	0

Photos du produit

**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com