

FICHE PRODUIT



Cytomètre de flux (Compteur de CD4) CyFlow

Référence : SOC-CY-S-3022

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 1

Description du produit

Caractéristiques du Cytomètre de flux ou Compteur de CD4 CyFlow.

- CyFlow Counter pour comptage CD4+, CD8+, CD3+ et CD4% (Pourcentage des CD4 vis-à-vis des lymphocytes totaux) Comprenant 1 kit de démarrage pour 300 tests.
- Instrument ultracompact, mobile et portable, totalement équipé.
- Solution dédiée fiable pour le comptage absolu des lymphocytes CD4+ et pour le calcul du pourcentage des CD4 parmi les lymphocytes totaux. Analyse de routine dans le cadre du suivi des patients adultes et enfants atteints du sida.
- Dimensions [mm]: L 325 x H 330 x D 265.
- Poids: 9.7 kg.
- Haute précision et stabilité des résultats.
- Système robuste.
- Analyse simple plateforme, Comptage volumétrique direct. (TVAC)
- Fonctionnement simplifié par accès direct aux fonctions sur écran tactile :8.4" TFT (SVGA)
- Alimentation: 100/240 V AC ou 12 V DC sur batteries.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/automates-d-hematologie/1908-cytometre-de-flux.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	1

Documents associés

- Fiche produit

Documents téléchargeables sur la page produit.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com