

FICHE PRODUIT



Fauteuil roulant GCW1909B-46

Référence : SOC-GCW1909B-46

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 1

Description du produit

Caractéristiques:

- Dimensions : 80 x 28 x 94 cm
- Largeur d'assise : 41 cm
- Hauteur d'assise : 50 cm
- Largeur hors tout : 61 cm
- Largeur fauteuil plié : 28 cm
- Longueur hors tout : 109 cm
- Hauteur hors tout : 94 cm
- Longueur d'assise : 40 cm
- Longueur du dossier : 45 cm
- Poids : 22 kg
- Poids maxi utilisateur : 110 kg
- Diamètre petite roue : 20 cm
- Diamètre grande roue : 60 cm
- Conteneur de 20' FCL : 126 pièces

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- Conteneur de 40' FCL : 264 pièces.

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/fauteuils-roulant/1909-fauteuil-roulant-gcw1909b-46.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	1

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com