

FICHE PRODUIT

Chariot multifonctionnel pour douche à affusion, Modèle YC61J2

Référence : SOC-TIA-YC61J2

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 1

Description du produit

Description du Chariot multifonctionnel pour douche à affusion, Modèle YC61J2

- Douche formée d'une multitude de jets, issus d'une rampe horizontale, et qui arrosent en gouttes fines le patient en position allongée sur un plan dur; le débit, la pression et la température (entre 3° et 40°C) de l'eau peuvent être réglées de même que la grosseur et la direction de l'eau.
- Convient pour les hôpitaux, les infirmeries et les centres thérapeutiques.
- Capable d'aider les patients à se laver aisément la tête et les pieds.
- Equipé d'un réservoir d'eau chaude, d'un réservoir pour eau sale, d'un bassin, d'un bassin pour pieds, d'un robinet d'eau, de roulettes et d'un tableau de commande en électron.
- Température réglable au choix.
- Capacité du réservoir d'eau chaude : 30 L.
- Dimension de l'appareil : 880 mm x 480 mm x 800 mm (excepté le manche).
- Le patient peut choisir de maintenir sa taille à moins de 200 mm
- Les deux réservoirs peuvent être nettoyés.
- Dimensions totales : 950 mm x 500 mm x 845 mm
- Dimensions d'expédition s: 1 050 mm x 600 mm x 1 015 mm

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/chariot-medical-divers/1911-chariot-multifonctionnel-pour-douche-a-affusion-modele-yc61j2.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	1

Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com