


FICHE PRODUIT



Distributeur automatique de préservatifs, Modèle DEX 100E

Référence : SOC-DEX100E

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 1

Description du produit

Caractéristiques du Distributeur mécanique de préservatifs:

- Pour les paquets de préservatifs de dimensions 57 x 57 x 13mm.
- Dimensions: 600 x 390 x 200 mm.
- Capacité: de 50 à 60 paquets.
- Alimentation: 220 V.
- Température de travail: 0-60°C.

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/distributeur-de-preservatifs/1912-distributeur-automatique-de-preservatifs-modele-dex-100e.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	1

Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com