

FICHE PRODUIT

Distributeur automatique de préservatifs, Modèle DA 200

Référence : SOC-DA200

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 1

Description du produit

Distributeur mécanique de préservatifs (2 produits) avec boîte à jetons électronique alimentée par 6 piles de 1,5 V.

- Pour les paquets de préservatifs de dimensions 57 x 57 x 13mm
- **Dimensions:** 600 x 390 x 200 mm
- **Capacité:** de 50 à 60 paquets
- **Alimentation:** 220 V
- **Température de travail:** 0-60°C

Conformité et garantie

**Garantie**

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/distributeur-de-preservatifs/1913-distributeur-automatique-de-preservatifs-modele-da-200.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	1

Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com