

FICHE PRODUIT

Brancard à pieds escamotables (type ambulancier), Modèle Bran002

Référence : SOC-BRAN002

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 1

Description du produit

- Brancard à pieds escamotables pour le transport des défunts dans le caisson avant et après mise en bière.
- Plateau inox de qualité 304L incurvé en pointe de diamant avec réserve, équipé de 2 sangles avec attaches rapides pour maintenir le corps lors des transferts.
- Le piètement escamotable en aluminium avec verrouillage par 2 vérins à gaz est très silencieux et facilite la descente et la montée du brancard dans le caisson.
- Roues de 200mm de diamètre à bandage souple dont 2 avec freins (facilite le passage des seuils de porte, ascenseurs, gravillons ...)
- Dimensions : L 2000 x P 600 x H 235/710.

Conformité et garantie

**Garantie**

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/materiels-de-transport/1915-brancard-a-pieds-escamotables-type-ambulancier-modele-bran00.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	1

Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com