

FICHE PRODUIT



Unités de filtration sous pression, sartolab P20 plus

Référence : SAR-18058D

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 0

Description du produit

Unités de filtration sous pression, sartolab P20 plus

Application:

- Filtration rapide de sérums, milieux de culture et solutions aqueuses pour des volumes allant de 100 ml à 5l.
- Membrane en acétate de cellulose sans surfactant (SFCA), pour un très faible taux d'adsorption protéique.
- Pour SARTOLAB P20 Plus, ajout d'un préfiltre en fibres de verre pour la filtration de solutions colmatantes (milieux de culture avec sérum, solutions chargées).
- Non cytotoxique; Deux types de raccords d'entrée: luer lock et olive crantée pour une connexion sur pompe à membrane ou sur pompe péristaltique.
- Event en PTFE facilitant l'évacuation des bulles d'air et permettant d'utiliser de façon optimale toute la surface de la membrane (20 cm²).

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Spécifications

- * Seuil de rétention: 0,2 µm.
- * Corps de filtre: Polycarbonate.
- * Diamètre filtre: 62 mm.
- * Surface de filtration: 20 cm².
- * Volume mort*(Après point de bulle): 0,9 ml.
- * Pression max. d'utilisation: 3 bars.
- * Débit à l'eau à 1 bar: 300 ml/mn.
- * Raccord entrée: Olive crantée.
- * Conditionnement minimum de vente: 10 pièces en emballage unitaire stérile.

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/unites-de-filtration-sous-pressure/1918-unites-de-filtration-sous-pressure-sartolab-p20-plus.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	0

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com