

**FICHE PRODUIT**

## Unités de filtration sous pression, sartolab p20

Référence : SAR-18053D

**Points forts**

- délais : 48 heures
- Garantie : 0

### Description du produit

### Unités de filtration sous pression, sartolab p20

**Application:**

- Filtration rapide de sérums, milieux de culture et solutions aqueuses pour des volumes allant de 100 ml à 5l.
- Membrane en acétate de cellulose sans surfactant (SFCA), pour un très faible taux d'adsorption protéique. Pour SARTOLAB P20 Plus, ajout d'un préfiltre en fibres de verre pour la filtration de solutions colmatantes (milieux de culture avec sérum, solutions chargées).
- Non cytotoxique; Deux types de raccords d'entrée: luer lock et olive crantée pour une connexion sur pompe à membrane ou sur pompe péristaltique.
- Event en PTFE facilitant l'évacuation des bulles d'air et permettant d'utiliser de façon optimale toute la surface de la membrane (20 cm<sup>2</sup>).

**Spécifications:**

\* Seuil de rétention: 0,2 µm.

**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)  
95520 OSNY FRANCE  
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57  
fr.quotations@socimed.com

- \* Corps de filtre: Polycarbonate.
- \* Diamètre filtre: 62 mm.
- \* Surface de filtration: 20 cm<sup>2</sup>.
- \* Volume mort\*(Après point de bulle): 0,3 ml.
- \* Pression max. d'utilisation: 3 bars.
- \* Débit à l'eau à 1 bar: 300 ml/mn.
- \* Raccord entrée: Olive crantée.
- \* Conditionnement minimum de vente: 10 pièces en emballage unitaire stérile.

## Conformité et garantie



Marquage CE

### Garantie

Garantie 2 ans

**Informations réglementaires :** Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

## Page produit

<https://www.socimed.com/unites-de-filtration-sous-pression/1920-unites-de-filtration-sous-pression-sartolab-p20.html>



## Caractéristiques

| Caractéristique | Valeur    |
|-----------------|-----------|
| delais          | 48 heures |
| Garantie        | 0         |

### **SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)  
95520 OSNY FRANCE  
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57  
[fr.quotations@socimed.com](mailto:fr.quotations@socimed.com)

## Photos du produit



**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)  
95520 OSNY FRANCE  
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57  
[fr.quotations@socimed.com](mailto:fr.quotations@socimed.com)