

FICHE PRODUIT



Fioles à filtrer, 2000ml

Référence : SAR-34765

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 0

Description du produit

Fioles à filtrer, 2000ml

- Fioles à parois épaisses pour résister aux contraintes du travail sous vide.
- Fioles avec connecteur à olive.
- ISO/DIN 6556.
- Corps x int. col: 166 x 60.
- Hauteur: 260mm.
- Conditionnement: 5.

Conditionnement minimum de vente: 1 pièce.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/appareil-de-filtration-sous-vide/1921-fioles-a-filtrer-2000ml.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	0

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com