

FICHE PRODUIT



Entonnoirs à usage unique BIOSART 250

Référence : SAR-BIOSART250

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 0

Description du produit

Entonnoirs à usage unique BIOSART 250

- * Entonnoir de 250 ml en polypropylène, stérile, prêt à l'emploi.
- * Permet de réduire les temps de filtration et de manipulation des tests de routine.

Conditionnement minimum de vente: 50.

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/systeme-de-filtration-sous-vide/1927-entonnoirs-a-usage-unique-biosart-250.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	0

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com