

FICHE PRODUIT

Appareil de filtration sous vide en verre 250ml-Dia: 47/50mm

Référence : SAR-16307

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 1

Description du produit

Appareil de filtration sous vide en verre 250ml- Ø: 47/50mm

Applications:

- Détermination des MES (Matières En Suspension) selon la norme AFNOR NF EN 872, mais aussi analyse de particules, filtration stérilisante ou clarifiante.
- Verre borosilicaté, pince en aluminium anodisé, couvercle en silicone et support filtre avec bague de centrage en PTFE et fritté en verre;
- Adaptable sur les rampes de filtration multipostes Combisart;
- Stérilisation par autoclave (134 °C max.) ou chaleur sèche (180 °C max.).
- Diamètre: 47/50 mm.
- Capacité de 250 ml.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/appareil-de-filtration-sous-vide/1928-appareil-de-filtration-sous-vide-en-verre-250ml-o-47-50-mm.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	1

Photos du produit

**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com