

FICHE PRODUIT

Microcentrifugeurs multifonctions ventilés

Référence : HET-MICRO22

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 1

Description du produit

Caractéristiques

- jusqu'à 6 x 50 ml Falcon
- rotors pour 12, 24, 30 ou 48 microtubes 1,5 / 2,0 ml
- rotor à tambour pour 192 microtubes 0,4 ml
- jusqu'à 18000 tr/min (RCF max. 31514 g)
- modèle ventilé ou modèle réfrigéré
- modèle réfrigéré : -20 à +40°C
- Confort et simplicité d'utilisation
- facilité totale d'utilisation
- programmation des valeurs avec visualisation des données sur l'affichage digital, touche START démarre la centrifugation
- visualisation sur l'affichage des paramètres effectifs (vitesse réelle, décompte du temps et température effective) en cours de centrifugation
- programmation : possibilité de mémoriser 3 programmes
- Touche IMPULS : centrifugation instantanée chronométrée
- Permet un fonctionnement courte durée chronométré sur l'affichage digital : touche pressée =

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

fonctionnement du rotor, touche relâchée = freinage du rotor jusqu'à l'arrêt.

Sécurités

- dispositif électromagnétique de verrouillage automatique du couvercle pendant la phase de rotation (le centrifugeur ne peut fonctionner avec le couvercle ouvert)
- 9 courbes d'accélération ou de décélération programmables
- sécurité anti-balourd
- Reconnaissance automatique du rotor
- reconnaissance automatique du rotor
- sélection automatique de la vitesse maximale et des courbes
- d'accélération et de décélération

MICRO22R - modèle réfrigéré sans CFC

- centrifugeur réfrigéré très compact pour installation sur la paillasse
- compresseur de froid hermétique
- température réglable de -20°C à +40°C en continu
- programmation directe de la température de consigne sur l'affichage digital

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/centrifugeuses-refrigerees/1929-microcentrifugeurs-multifonctions-ventiles.html>




SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	1

Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com