

**FICHE PRODUIT**

Visuel non disponible

## Diapason pour otologue sans curseurs Riester selon Hartman

Référence : RIE-5166

### Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 0

### Description du produit

L'établissement de nouveaux diagnostics précis ainsi que la prise rapide de décisions rythme le quotidien en cabinet médical et en clinique : cela implique l'utilisation d'instruments diagnostiques répondant aux exigences les plus pointues.

Des matériaux triés sur le volet et une fabrication de première classe garantissent un maximum de fonctionnalité et de fiabilité, et cela pendant très longtemps.

Les gênes auditives revêtent des formes multiples. L'établissement du diagnostic correct nécessite un examen approfondi de l'ouïe.

Les diapasons maniables permettent un contrôle précis de la capacité auditive.

Les curseurs parfaitement ajustés et fabriqués selon des procédés haut de gamme assurent l'émission du son correct.

### CARACTERISTIQUES

- Matériaux haut de gamme: acier nickelé.
- Grand choix de différentes fréquences: de 64 Hz à 4096 Hz.
- Diapasons avec ou sans pied pour les différentes exigences du quotidien en cabinet médical et en clinique.
- Existe aussi en aluminium

**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)  
95520 OSNY FRANCE  
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57  
fr.quotations@socimed.com

## Conformité et garantie

**CE**

Marquage CE

**Garantie**

Garantie 2 ans

**Informations réglementaires :** Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

## Page produit

<https://www.socimed.com/diapasons-medicaux/1930-diapason-pour-otologue-sans-curseurs-riester-selon-hartman.html>

## Caractéristiques

| Caractéristique | Valeur    |
|-----------------|-----------|
| delais          | 48 heures |
| Garantie        | 0         |

**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com