


FICHE PRODUIT

Membranes,nitrate de cellulose,Dia: 50mm,stérile unitaire,type 11

Référence : SAR-11407050S

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 0

Description du produit

Membranes,nitrate de cellulose, Ø: 50mm,stérile unitaire,Type 114;

- Quadrillage (130 carrés de 3,1 mm de côté) imprimé à la surface du filtre pour un comptage et une localisation simplifiés des colonies sous un microscope ou à l'oeil nu;
- Quadrillage discontinu constitué de points rapprochés assurant ainsi une croissance optimale des micro-organismes.
- Média parfaitement adapté au comptage des particules car il permet une répartition homogène du liquide.
- Quatre couleurs de membranes disponibles pour une meilleure lecture.
- Existe en 2 versions: stérile en emballage unitaire ; non stérile autoclavable à 121 °C, nous consulter.
- Couleur de la membrane: Blanc.
- Couleur du quadrillage:Noir; Applications: Analyse des particules et mise en évidence de tout type de bactéries.
- Seuil de retention: 0,20µm.

Conditionnement minimum de vente: 100 membranes.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/membranes-nitrate-de-cellulose/1931-membranes-nitrate-de-cellulose-o-50mm-sterile-unitaire-type-11.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	0

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com